

Nu Radiance[®]

Classic[™]

Teeth Whitening System
Dentist - Supervised Time-Released Gel

Patient Instructions

Manufactured by Nu Radiance, Inc.
Green Bay, WI 54304

Active Ingredient: Carbamide Peroxide

Nu Radiance® Classic™

Patient Instructions

Your dentist has just provided you with one of the most advanced teeth whitening systems available.

Wear the tray as directed by your dental professional!

Nu Radiance provides a pleasant, dental professional supervised, home-bleaching system. The gel consists of the active ingredient carbamide peroxide, suspended in a high tack, high diffusivity, amine free gel of near neutral pH, providing optimum whitening results with reduced sensitivity.

1. Rinse mouth prior to insertion of bleaching tray. Pat your teeth dry with tissue prior to inserting tray.
2. Load the tray with bleaching gel. Remove cap from the pre-loaded syringe, apply small drops on the portion of the tray that will contact the teeth. Do not overload the tray.
3. Place the tray firmly into position over the teeth. With a tissue, wipe off any excess gel. Wear the tray 1-4 hours per day or as prescribed by your dentist. You can wear the tray for as little as 30 minutes at a time, twice a day and have excellent results. While wearing the tray do not eat, smoke or drink.

To obtain the most rapid results, it is important to follow the usage routine that your dentist recommends. The whitener is effective for up to four hours, however most whitening occurs in the first hour. The longer your teeth are exposed to the bleaching gel, the faster they will lighten.

If you experience any problems please contact your dentist's office.

Warning: This product should not be used by children under 12, or pregnant or nursing women. Do not use if you are allergic to any of the ingredients listed. Do not expose whitening gel to heat or direct sunlight. Maintain freshness by storing in a cool, dry place.

Ingredients: Glycerin and/ or propylene glycol, carbamide peroxide, buffered polyacrylic acid and peppermint oil.

Nu Radiance® Classic™

Instrucciones para el Paciente

Su dentista a elegido un sistema blanqueador mas avanzado que ya esta disponible.

Use el molde siguiendo las instrucciones de su dentista profesional!

Nu Radiance proporciona una agradable, dental profesional supervisado, en su casa, sistema blanqueador. El gel consiste en los ingredientes activos peroxido de carbamida, Suspendido en una táctica alta, difusividad alta del gel libre del neutro cercano pH, proveer el grado óptimo con resultados blanqueado con sensibilidad reducida.

1. Enjuague la boca antes de la inserción del molde que blanquea. Acaricie sus dientes secos con el tejido fino antes de insertar el molde.
2. Cargue la bandeja con el gel que blanquea. Quite la punta de la jeringuilla, aplique unas gotas pequeñas en la porción del molde que entrará en contacto con los dientes. No sobrellene el molde.
3. Coloque el molde firmemente sobre los dientes. Con el tejido fino, limpie cualquier exceso de gel. Use el molde 1- 4 horas por día o según lo prescriba su dentista. Usted puede usar el molde un poquito como 30 minutos a la vez, dos veces al día y tendrá un resultado excelente. Mientras esta usando el molde no coma, no fume ni beba.

Para obtener los resultados más rápidos, es importante seguir la rutina del uso que su dentista recomienda. El blanqueador es eficaz hasta cuatro horas, pero la mayoría del blanqueador ocurre durante la primera hora. Si sus dientes se exponen a un tiempo mas largo al gel que blanquea, mas rápido sus dientes se aclaran.

Si usted tiene algún problema por favor contacté a la oficina de su dentista.

Advertencia: las mujeres embarazadas o lactando y los niños de 12 años no deben usar este producto. No lo utilice si es alérgico a cualquiera de los ingredientes que aparecen. No exponga el gel blanqueador al calor ni la luz del sol. Mantenerlo en un lugar fresco y seco.

Ingredientes: Glicerina y/o glicol propileno, peróxido del carbamide, ácido de polyacrylic y aceite de hierbabuena.