

Nu Radiance[®]

Duet[™]

**Dentist Dispensed
30 Minute Treatments
Sensitivity Free**

Teeth Whitening System

Patient Instructions

Nu Radiance® Duet™

Your dentist has just provided you with one of the most advanced teeth whitening system available.

Nu Radiance® Duet Sensitivity Free formula hydrates the teeth and thus does not cause sensitivity. It is one of the most advanced formulations for safe, effective and non-painful teeth whitening. The Duet gel is a carbamide peroxide gel mixed with an accelerating and hydrating agent to speed up the whitening process while essentially eliminating tooth sensitivity.

Read instructions before use.

Always use a mixing tip on the syringe. After each use place the tip-guard over the tip on the syringe until the next use.

Pat teeth dry before whitening. For long term storage, store in a refrigerator.

PATIENT INSTRUCTIONS

1. Place the mixing tip onto the syringe and twist to lock into place. Do not pull back on the plunger, this can cause activation of the gel within the syringe.
2. Place small drops of freshly mixed gel on that portion of the tray that will contact your teeth. Use the gel sparingly. As the gels are released they will be blended by the mixing tip and activated. After each use place the tip-guard over the tip. The tip-guard will contain a small amount of gel that remains active within the tip. When ready for the next use remove the tip-guard and expel a small amount of gel about the size of a pea. The gel that was in the mixing tip from the last use is no longer active. Do not pull back on the plunger as it could cause the activation of the gel.
3. Place tray into mouth seating the tray against the teeth to be whitened. Remove any excess gel with tissue. If there is any excess gel, reduce the quantity in subsequent sessions.
4. After about 30 to 60 minutes remove tray and rinse with water.
5. Whiten your teeth twice a day or as directed by your dentist. Do not eat, smoke or drink while whitening or for 30 minutes after.

Each of the dual syringes has about 5-6 applications for both your top and bottom teeth.

WARNING: This product should not be used by children under 12 or pregnant or nursing women. Do not use if you are allergic to any of the ingredients listed.

Ingredients: Propylene glycol and/or glycerin, water, carbamide peroxide, silica, buffered polyacrylic acid, xylitol, sodium carbonate, cellulose gum, Germaben II, peppermint oil, FDA accepted dyes.

Nu Radiance® Duet™

Su dentista a eligio un sistema blanqueador mas avansado que esta disponible.

Nu Radiance® Duet Sensitivity Free (Sin sensibilidad) es una fórmula que hidrata los dientes y no causa sensibilidad. Es una de las fórmulas más avanzadas para un blanqueado dental seguro, efectivo y sin dolor. El gel Duet está elaborado con peróxido de carbamida mezclado con un agente acelerador e hidratante que hace más rápido el proceso de blanqueado, al mismo tiempo que elimina prácticamente cualquier sensibilidad en el diente.

Lea las instrucciones antes de usarlo.

Siempre use la punta de mezclar sobre la jeringa. Después de cada uso, coloque la protección a la punta.

Seque bien los dientes antes de blanquearlos. Si va a guardar el material durante mucho tiempo, almacénelo en un refrigerador.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

1. Coloque la punta para mezclar en la jeringa y gírela hasta asegurarla. No tire del émbolo porque podría provocar la activación del gel en el interior de la jeringa.
2. Coloque una pequeña cantidad de gel recién mezclado en la parte delantera del molde (el área del molde que se encuentra contra el frente de sus dientes). Use poco gel. Conforme salen los dos tipos de gel, se mezclan en la punta y se activan. Después de cada uso, coloque la protección a la punta. La protección para la punta contendrá una pequeña cantidad de gel que permanece activo en la punta. Cuando esté listo para volver a usarla, quite la protección y expulse una pequeña cantidad de gel, como del tamaño de un guisante. El gel que estaba en la punta de mezclar desde un uso anterior ya no estará activo. No tire del émbolo porque podría provocar la activación del gel.
3. Coloque el molde sobre los dientes. Limpie el exceso de gel.
4. Deje actuar entre 30 minutos y una hora; luego retire el molde y enjuague con agua tanto la boca como el molde.
5. Blanquee sus dientes una o dos veces al día, o siguiendo las indicaciones de su dentista. Mientras se blanquee los dientes, y en los 30 minutos posteriores al tratamiento, no coma, no fume ni beba.

Cada una de las jeringas duales cuenta hasta con 5-6 aplicaciones, tanto para los dientes superiores como para los inferiores.

ADVERTENCIA: Las mujeres embarazadas o lactando y los niños menores de 12 años no deben utilizar este producto. No lo utilice si es alérgico a cualquiera de los ingredientes que aparecen a continuación.

Ingredientes: Glicol propileno y/o glicerina, agua, peróxido de carbamida, sílice, ácido poliacrílico neutralizado, xilitol, carbonato de sodio, goma celulosa, Germaben II, aceite de menta, colorantes aceptado por la FDA.