

# Nu Radiance® Forté®

Whitens & Renews With Calcium

Forté Teeth Whitener, which contains calcium peroxide, rebuilds enamel with significant calcium uptake into incipient lesions while also increasing the surface hardness, for healthier teeth.

This 30-minute take home system whitens teeth and gives them a smooth clean feeling with a whiter, brighter, more lustrous looking smile.

## PATIENT INSTRUCTIONS

Pat teeth dry before whitening. For long term storage, store in a refrigerator.

Each dual syringe has about 5 - 6 applications for both your upper and lower teeth. Each syringes comes with 6 mixing tips. Do not pull back on plunger as it could cause activation of the gel.

### Dual Arch Application

After each use remove mixing tip and replace syringe cap. When ready for the next use, remove syringe cap and put a new mixing tip onto syringe.

### Single Arch Application

After each use remove mixing tip and save tip. Replace syringe cap. When ready for the next use, reuse saved mixing tip. If tip becomes clogged, discard mixing tip and use fresh mixing tip.

1. Place the mixing tip onto the syringe and twist to lock into place. Do not pull back on the plunger; this can cause activation of the gel within the syringe.
2. Use the gel sparingly. Place a small amount of freshly mixed gel in the front part of the tray (that area of the tray which lies against the front of your teeth). As the gels are dispensed they will be blended by the mixing tip and activated.
3. Place tray into mouth, seating the tray against the teeth to be whitened. Remove any excess gel with a tissue.
4. After about 30-minutes to 1 hour remove tray and rinse with water.
5. Whiten your teeth once or twice a day or as directed by your dentist. Do not eat, smoke or drink while whitening.

**WARNING:** This product should not be used by children under 12 or pregnant or nursing women. Do not use if you are allergic to any of the ingredients listed.

Active Ingredients: carbamide peroxide and calcium peroxide also contains: water, propylene glycol and/or glycerin, sodium pyrophosphate, poly-ether, calcium carbonate, silica, titanium dioxide, phosphoric acid and peppermint oil.

# Nu Radiance® Forté®

Blanquea & Renueva Con Calcio

Forté Blanqueador De Dientes, cual contiene el calcio peróxido, reconstruye el esmalte con absorción significativo del calcio en lesiones incipientes mientras que también aumenta la dureza superficial, para unos dientes más sanos.

Este sistema de 30-minutos en casa blanquea los dientes y les da una sensación limpia con una sonrisa más blanca, y brillante.

## INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

Seque bien los dientes antes de blanquearlos. Si va a guardar el material durante mucho tiempo, almacénelo en un refrigerador.

Cada unas de las jeringa dual cuenta hasta 5 - 6 aplicaciones para ambas la parte de arriba y la parte de debajo de sus dientes. Cada jeringa viene con 6 puntas de mezclar. No hale la jeringa porque puede causar activación del gel.

### Aplicación Dual

Después de cada uso quite la punta de mezclar y ponga la capa en la jeringa. Cuando esta listo para el próximo uso remueva la capa y ponga una punta de mezclar nueva en la jeringa.

### Una Sola Aplicación

Después de cada uso quite la punta de mezclar y guarde la punta. Ponga la capa de la jeringa. Cuando esta listo para el siguiente uso, reutilice la punta de mezclar. Si la punta de mezclar se cierra tirela y use una nueva punta de mezclar.

1. Coloque la punta para mezclar en la jeringa y gírela hasta asegurarla. No tire del émbolo porque podría provocar la activación del gel en el interior de la jeringa.
2. Use un poco de gel. Ponga una cantidad pequeña de gel recién mezclado en la parte delantera del molde (esa área del molde que va en el frente de sus dientes). Conforme salen los dos tipos de gel, se mezclan en la punta y se activan.
3. Coloque el molde sobre los dientes. Limpie el exceso de gel.
4. Deje actuar entre 30-minutos y una hora; luego retire el molde y enjuague con agua tanto la boca como el molde.
5. Blanquea sus dientes una o dos veces al día, o siguiendo las indicaciones de su dentista. Mientras se blanquea los dientes, no coma, no fume ni beba.

**ADVERTENCIA:** Las mujeres embarazadas o lactando y los niños menores de 12 años no deben utilizar este producto. No lo utilice si es alérgico a cualquiera de los ingredientes que aparecen a continuación.

Ingredientes activos: peróxido de carbamida, peróxido de calcio; contiene también: Agua, glicol propileno y/o glicerina, pirofosfato de sodio, poli-éter, carbonato de calcio, sílice, dióxido de titanio y aceite de menta.

*Nu Radiance*<sup>®</sup>

*Forté*<sup>®</sup>

**Whitens & Renews  
With Calcium**

**Teeth Whitening System**

**Whitens teeth rapidly while also  
strengthening them - with no sensitivity!**

**Dentist Dispensed**

**Nu Radiance, Inc.**  
Green Bay, WI 54304

[www.nuradiance.com](http://www.nuradiance.com)  
E-mail: [info@nuradiance.com](mailto:info@nuradiance.com)

05-017B (Feb 2011)